

INSTRUCCIONES



KIT DE CONVERSIÓN DE SANDALIA

Disfrute de este kit de conversión de sandalia como nuestro obsequio gratuito en agradecimiento por su compra de *WALKFit*™ por Orthotics fase 4®.

I M P O R T A N T E

POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS ANTES DE USAR SU *WALKFit*™ ORTHOTICS Y ESTE KIT DE CONVERSION DE SANDALIA. SI TIENE ALGUNA PREOCUPACIÓN SOBRE SI DEBE O NO USAR SUS ORTHOTICS CON SANDALIAS, POR FAVOR CONSÚLTELO CON SU MÉDICO.

Ahora usted puede obtener los beneficios de nuestros Orthotics en su par de sandalias favorito. El kit de conversión de sandalia de *WALKFit*™ contiene 8 pares blancos de ganchos circulares y lazos adhesivos. Algunos de los ganchos circulares y lazos adhesivos se sienten suaves al tacto y otros se sienten carrasposos y espinosos como arena y papel. Después de que haya localizado todos los pares de ganchos y lazos circulares y los haya separado, los "carrasposos" de los "suaves", proceda a realizar lo siguiente:

1 Pele el lado "carrasposo" del gancho circular de la cinta con la que viene y pegue el lado adhesivo hacia abajo, hacia los extremos de sus Orthotics. Dos cerca de la punta de adelante y dos en la parte de atrás (así como se muestra en el diagrama de abajo). Si lo desea podrá levantarlos y reajustar la posición de estos hasta encontrar la que mejor funcione para usted.

2 Enseguida, coloque el lado "suave" del lazo circular adhesivo dentro de sus sandalias, buscando coordinar la posición que vaya con los círculos "carrasposos" adheridos en la parte de debajo de los *WALKFit*™ Orthotics. Asegúrese que todos los ganchos y lazos circulares estén alineados y adheridos firmemente antes de usarlos. Es importante garantizar su seguridad, comodidad y el óptimo desempeño de sus *WALKFit*™ Orthotics.

Quando sus ganchos y lazos adhesivos empiecen a soltarse, reemplacelos inmediatamente con los nuevos círculos adhesivos (normalmente disponibles a nivel nacional en tiendas de arte o costura).

DIAGRAMA:

